

SET endo®

...die zukunftsweisende Technik für Endo-Spezialisten

SET endo® ist ein Endodontie-Winkelstück 1:1 bzw. 4:1 und 18:1 reduziert, einfach, mit ISO-Kupplung für alle gängigen Motoren. Arbeiten Sie jetzt flexibel und wirtschaftlich mit einer individuellen Lösung ohne zusätzliche Kosten - der Antrieb bleibt immer derselbe und der Anschluss Ihres Endometrie-gerätes ist möglich.

extra kleiner Kopf

Die robuste Winkelstückeinheit und der Kopf sind aus einem Guss

perfekt kombiniert
zusammen mit SET adapty®
eine ideale Einheit

Do-it-yourself

Sekundenschneller Wechsel
des SET adapty®

eine feste Sache

Mit dem Fixierring wird der SET adapty®
optimal befestigt

Die Vorteile auf einen Blick

- Wirtschaftliche Lösung - keine Ausfallzeiten mehr, da endometrische Messung permanent über das Winkelstück erfolgt
- Multifunktionalität
- individuelle Lösungen ohne zusätzliche Kosten
- sekundenschneller Wechsel des SET adapty®
- ergonomisch und hygienisch perfekte Oberflächenform
- lange Lebensdauer

SET endo®



S. E. T.

SYSTEMVERTRIEB FÜR
ENDOTECHNISCHE
GERÄTE GMBH

SET adapty®

SET adapty® ist ein universeller Clip geeignet für SET endo®-Winkelstücke 1:1 bzw. 4:1 und 18:1 reduziert; einfach zu montieren an alle gängigen Endometriegeräte.



Technische Daten/Beschreibung

- Endometrische Längenmessung während der Aufbereitung
- Alle marktgängigen APEX-Locatoren anschließbar
- SET adapty® Clip mit Feilenabnehmer und Ausschluss für endometrische Längenmessung
- geeignet für SET endo® 1:1, 4:1, 18:1

Artikelnummer

SET adapty®		12000-11
SET endo® 1:1		10001-05
SET endo® 4:1		10001-06
SET endo® 18:1		10001-07



...mit drei Handgriffen zu wechseln.

1. SET adapty® bis zum Anschlag unter den Fixierring schieben.

2. SET adapty® in seine Führungsnut drücken und in die kopfseitige Fixierung schieben.

3. Zuletzt den Fixierring festschrauben. Fertig!

Mit SET adapty® arbeiten Sie jetzt noch flexibler und wirtschaftlicher. Erleben Sie die revolutionäre Innovation!

Stand: März 2003



S. E. T.

SYSTEMVERTRIEB FÜR
ENDOTECHNISCHE
GERÄTE GMBH

Johann-G.-Gutenberg-Straße 20 · D-82140 Olching · Germany
Tel: (+49) 81 42/4 44 56-0 · Fax: (+49) 81 42/4 44 56-30
E-mail: info@set-dental.de · www.set-dental.de · www.endostepper.de